

### Pack Alltime Tensiomètre + 3 brassards - Fabrication Française

#### Pack complet pour une mesure précise et fiable.

Tensiomètre de haute qualité de fabrication française, vous permettant de disposer d'une sécurité optimale et d'une grande facilité d'utilisation. Type manopoire à membrane anéroïde, très léger.

- Manomètre de précision gradué de 0 à 300 mm Hg.
- Protection anti-choc sur le manomètre.
- Robinet en laiton chromé.
- Molette de décompression en aluminium anodisé.
- Poire de pression résistante et souple.
- Ecran plus large (Ø 55 mm), pour une lecture facilitée.
- Brassard nylon à fermeture velcro.
- Précision de  $\pm 3$  mm garantie sur toute la plage de mesure.
- Poids : 214 g.

Livré complet en trousse tissu nylon renforcé avec 3 brassards (S, M et L).

Fabrication Française.

Matériel médical CE.

Garantie 2 ans.

