

### Pansement absorbant imperméable adhésif siliconé Foam Lite - Boîte de 10 - Convatec

Pansement mince et confortable non allergisant avec adhésif siliconé, couche absorbante et couche externe imperméable.

Utilisation pour tous types de plaies peu exsudatives.

Recommandé en cas d'allergie aux adhésifs classiques.

La couche externe constitue une barrière imperméable aux liquides et aux bactéries.

La couche interne absorbante avec mousse polyuréthane laisse respirer la plaie.



- Structure mince, souple et douce,
- Conformable,
- Indolore au port et à l'ablation,
- N'adhère pas au lit de la plaie, ni aux sutures chirurgicales,
- Pose de 1 à 7 jours,
- Repositionnable en cours d'application.
- Découpable.
- Imperméable.
- Sans latex.
- Adhésif.

Conditionné sous emballage individuel stérile.

Boîte de 10 pansements, dans différentes tailles.

Matériel médical CE 0086.