



### Pansement hydrocellulaire adhésif Aquacel Foam Pro - Convatec

Pour les plaies aiguës et chroniques. Spécial talon et sacrum.

Pansement multicouche, souple, imperméable, facile à poser et à retirer. Favorise la cicatrisation et protège contre la macération. Adapté aux peaux fragiles et sensibles. Reste bien en place. Peut également être utilisé en prévention des escarres.

- Interface en contact avec la plaie et bord adhésifs en silicone pour un retrait indolore.
- Formation d'un gel cohésif au contact des exsudats (technologie Hydrofiber).
- Maintien d'un environnement humide favorable à la cicatrisation.
- Retient et séquestre les bactéries et les exsudats même sous compression.
- Réduit le risque de macération grâce à la gélification et l'absorption verticale des exsudats.

#### Pansement composé de 5 couches :

- Film protecteur imperméable et respirant.
- Mousse souple absorbante.
- Couche de liaison.
- Couche issue de la technologie Hydrofiber.
- Interface adhésive en silicone alvéolée.

#### Disponible en 2 tailles :

- 19,8 x 14 cm (talon)
- 20 x 16,9 cm (sacrum).

#### Conditionnement :

- Boîte de 10 pour les pansements spécial talon.
- Boîte de 5 pour les pansements spécial sacrum.

Dispositif médical de classe IIb (CE 2797).