



### Pansement hydrocellulaire avec bordure adhésive - Wayfoam Border - Robemed

Avec bords adhésifs transparents, mousse hydrocellulaire pour plaies moyennement à fortement exsudatives.

Pansement hydrocellulaire avec bordure adhésive, sous emballage pelable individuel stérile.

Double protection pour faciliter la pose :

1 / 1?? couche de protection opaque permettant la pose

2 / 2? couche transparente à ôter après la pose.

Pansement adhésif avec au centre une **mousse hydrocellulaire** non adhésive avec une forte capacité d'absorption.

Cette mousse de 5 cm x 5 cm est perméable aux gaz. Elle empêche la macération et maintient la plaie dans un environnement humide favorable à la cicatrisation.

Les bordures en **film polyuréthane** adhèrent très bien à la peau et épousent les formes.

Pour les plaies chroniques (ulcères, escarres...) et aiguës (lacérations, abrasions...).

- En mousse de polyuréthane.
- Surface extérieure recouverte d'un film de polyuréthane.
- Bords adhésifs.
- Confortable.
- Très absorbant.
- Évite la macération.
- Adhère à la peau saine mais non à la plaie.

**Dimensions totales** : 10 x 10 cm.

**Dimensions pad** : 5 x 5 cm.

**Stérilisation** : Oxyde éthylène.

**Péremption** : 3 ans.

Conditionné sous pochette individuelle stérile.

Vendus par boîte de 10 pansements.

Matériel médical CE.