



### Pansement hydrocellulaire mousse non-adhésif Wayfoam Robé Médical

Permet de recouvrir et protéger les plaies moyennement à fortement exsudatives.

Pansement hydrocellulaire en mousse non-adhésif absorbant pour le traitement des plaies chroniques et aiguës moyennement à fortement exsudatives.

Film respirant, imperméable à l'eau et aux germes.

Conformable, épouse facilement les parties angulaires du corps.

Offre un environnement humide pour une cicatrisation optimale.

Nécessité un pansement secondaire pour être fixé.

- En mousse de polyuréthane.
- Surface extérieure recouverte d'un film de polyuréthane.
- Non-adhésif.
- Confortable.
- Très absorbant.
- Évite la macération.
- Adhère à la peau saine mais non à la plaie.

Pour les plaies chroniques (ulcères, escarres...) et aiguës (lacérations, abrasions...).

#### Tailles disponibles :

- 5,5 cm x 5, cm.
- 7,5 cm x 7,5 cm.
- 10 x 10 cm.

Stérilisation : Oxyde éthylène.

Péremption : 3 ans.

Conditionné sous pochette individuelle stérile.

Vendus par boîte de 10 pansements.

Matériel médical CE.