

**Pansements américains non tissés non stériles
Robemed**

Pansements américains comprenant trois couches :

- Une face interne non tissée perméable à mettre en contact avec la plaie.
- Une face externe non tissée hydrophobe.
- Intérieur en cellulose pure très absorbante.

Non stériles.

Dimensions disponibles (dépliés) :

- 10 x 20 cm
- 15 x 20 cm
- 20 x 25 cm

Conditionnement par sachets de 25 ou 50 pansements.

Matériel médical CE conforme à la directive 93/42 portant sur les dispositifs médicaux.

Haute capacité d'absorption.

