



Pansements de tulle gras paraffinés individuels stériles Robé Médical

Pansements de gaze paraffinée pour le traitement des brûlures, escarres et plaies post-opératoires.

Ces pansements de tulle gras Robé Médical sont constitués de coton imprégné de paraffine pure.

- Ne colle pas à la plaie.
- Retrait atraumatique et indolore.
- Maille très fine et serrée.
- Enduite d'une émulsion grasse.
- Absorption optimale.
- Pas de macération.
- Maintien d'un milieu humide.
- Favorable à la cicatrisation.

Dimensions: 10 x 10 cm.

Conditionnement sous pochette individuelle stérile métallisée. Avec papier intercalaire pour pose plus aisée.

Stérilisation Rayon Gamma.

Conditionnement par boîte de 10.
Vendus par lot de 2 boîtes soit 20 pansements.

Matériel médical CE.