



Pince Micro-Adson stérile sans griffe en inox - 12 cm - Usage unique

Mors ultras-fins pour la saisie et la manipulation des tissus fins et délicats dans les zones étroites

La pince Micro-Adson sans griffe est conçue pour saisir et manipuler les tissus fins et délicats dans les zones les plus étroites demandant une extrême précision. Ses mors ultra-fins et éfilés permettent une manipulation précise des tissus sans risquer de les endommager. Son manche élargi et rainuré octroie davantage de préhension.

Longueur : 12 cm

Usage : Unique

Stérilisation : Oxyde d'éthylène

Péremption après fabrication : 5 ans

Sachet : Pelable (une face plastifiée, une face papier)

Conditionnement : Sachet individuel stérile

Matériel médical certifié CE de classe IIa Stérile - conforme à la directive 93/42 CE.

Précautions d'utilisation :

Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé.

Matériel médical CE.