

## FICHE TECHNIQUE

### **Pince de Kocher stérile droite avec griffes en métal - 14 cm - Usage unique**

Prévient tout glissement lors de la manipulation grâce à son système d'autoblocage et ses griffes

La pince de Kocher (ou pince hémostatique) est principalement utilisée en chirurgie pour prévenir et arrêter les saignements, préserver les tissus fragiles ainsi qu'exercer une forte traction sur les tissus robustes.

Hors chirurgie, cette pince peut être utilisée par le personnel médical pour diverses manipulations nécessitant une préhension importante telles que la réalisation de pansement, le clampage de tubulures, la réalisation de points de sutures etc.

La pince possède un système d'autoblocage ainsi que des griffes empêchant tout glissement lors de la préhension des tissus ou des consommables. Les mors longs et fins permettent d'accéder aux zones les plus étroites et de réaliser un travail de précision.



-----

**Longueur** : 14 cm

**Usage** : Unique

**Stérilisation** : Oxyde d'éthylène

**Péremption après fabrication** : 5 ans

**Conditionnement** : Sachet individuel stérile

Matériel médical certifié CE de classe IIa Stérile - conforme à la directive 93/42 CE.

**Précautions d'utilisation** :

Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé.