

## FICHE TECHNIQUE

### **Pince de Pozzi droite à usage unique stérile Robé Médical**

**Instrument gynécologique prêt à l'emploi, pour limiter les risques de contamination.**

**Pour une prise ferme et sûre du col utérin.**

- Instruments fabriqués en thermoplastique biocompatible.
- Mécanisme de blocage sûr pour une prise ferme.

Pince de Pozzi droite : longueur 250 mm

Stérilisation à l'oxyde d'éthylène.  
Validité 5 ans.

Conditionnement sous blister stérile.

Vendu par lot de 5 pinces.

Matériel médical CE.

*Ne pas utiliser en cas de dommages constatés sur l'emballage ou le produit.*

