

## FICHE TECHNIQUE



### Plaque d'identification pour stéthoscope - Coloris noir - Robemed

Plaque d'identification universelle avec bague

Cette plaque d'identification permet de personnaliser et d'identifier très facilement le stéthoscope.

Taille unique, compatible avec tous les modèles de stéthoscopes (Littmann, MountainMed, BioMedicare, Erka, Gima, Kawe, Luxamed, MDF, Spengler,...)

Disponible en noir.

#### Dimensions

Longueur : 38 mm

Hauteur : 31 mm

Diamètre du trou : 11 mm

#### Utilisation

Placer la plaque d'identification sur la tubulure principale ou sur l'une des tubulures des tubes auriculaires.

Pour personnaliser la plaque d'identification, nous conseillons d'utiliser un *stylo indélébile*.