



Plateforme de pesée Seca 685 électronique multifonction Classe III - 300kg

3 en 1: pour une pesée en position debout, assise et en fauteuil roulant - Portée allant jusqu'à 300 Kg

Plateforme anti-dérapante, grande capacité et rabaisée pour l'accès en fauteuil, strapontin avec pied et barres de retenue pour un accès facilité. Calcul de l'IMC, fonctions Pré-Tare, Tare, Hold, Auto-Hold, Auto-Clear. Roulettes intégrées pour faciliter le déplacement de la plateforme. Grande portée de mesure jusqu'à 300 Kg.

Plateforme de pesée étalonnée conformément à la Classe de Précision III de la Directive 93/42/CE - 2009/23/CE.

[Consultez la liste à jour des organismes agréés pour la vérification périodique.](#)

- Portée : 300 Kg.
- Graduation : 100g < 200kg > 200g .
- Pesée sans secousse.
- Calcul de l'IMC.
- Afficheur avec écran LCD pivotant.
- Fonctions Auto-Clear: Suppression des mesures précédentes.
- Fonction Tare et Pré Tare: Permet de déduire de la pesée un poids additionnel.
- Fonction Hold et Auto-Hold: En cas d'arrêt de service, l'affichage du poids "se fige" automatiquement jusqu'à ce que la touche HOLD soit activée.
- Fonction SEND/PRINT.***
- 2 roulettes pour déplacer facilement la plateforme.
- Arrêt automatique.
- Alimentation sur secteur.

***Transmission des données avec la technologie sans fil SECA 360°

Wireless:

- Vers votre ordinateur via le logiciel Seca emr flash 101 (à télécharger) ou Seca analytics 115 (en option) connectable en réseau et à l'adaptateur sans fil 360° Wireless USB Seca 456 (en option).
- Vers l'imprimante 360° Wireless (en option).

Pour plus d'informations sur les articles en option, merci de contacter notre [Service Après Vente par mail](#) ou par téléphone au 03.29.62.00.25

La plateforme SECA685 convient parfaitement pour une utilisation en maison de retraite, en gériatrie, en médecine interne..., y compris pour des personnes en surpoids allant jusqu'à 300 kg.

Dimensions plateforme : L 760 x H 50 x P 820 mm.
Dimensions totale : L 910 x H 1.100 x P 1.064 mm.
Poids : 59,5 kg.

Garantie 2 ans.
Matériel médical CE.