

## FICHE TECHNIQUE

### Poche à usage unique stérile pour unité d'aspiration Flovac

#### Modèle compact compatible avec la plupart des petites unités d'aspiration.

- Hauteur bocal seul : H 15cm
- Hauteur bocal avec couvercle de connexion : H 19.5cm
- Diamètre : Ø ext 11.5 cm / Ø int 11 cm
- Capacité 1 litre ou 2 litres.

Compatible avec les modèles : [ASPIRET](#) / [ASKIR 30](#) / [ASKIR 230](#) / [ASKIR 20](#) / [ASKIR36BR](#).

FLOVAC remplace avantageusement les bocal autoclavables du point de vue de l'hygiène, tout en diminuant les coûts de nettoyage de stérilisation.

Ce système de collecte est composé de 2 parties :

- Une poche à usage unique (polyéthylène)
  - Capacité 1 L ou 2 L.
  - Soudée hermétiquement à son couvercle.
  - Filtre hydrophobe anti-reflux et anti-bactérien.
  - Système de soupape de trop plein (désactivation de l'aspiration).

Avec 3 ouvertures obturables :

- Prise d'aspiration à clapet (ON/OFF).
- Soupape de décharge.
- Port tandem pour utilisation couplée avec d'autres bocal.

- Un support : bocal rigide (polycarbonate)
  - Contenance 1 L ou 2 L.
  - Réutilisable.
  - Autoclavable à 121°C.
  - Échelle graduée.
  - Réutilisable 30 fois.

Conditionnement :

- Poches à usage unique vendues par lot de 10.
- Bocal de support réutilisables vendus par lot de 5.

Matériel médical CE

