

FICHE TECHNIQUE

Poire OrI Enema lavement auriculaire Robemed

Pour un nettoyage de la sphère OrI.

Pour lavement ORL, avec 2 canules amovibles. Tubulure souple et flexible.

- Avec valve d'aspiration anti-retour.
- 1 grande canule diamètre 0,6 cm, longueur 5,5 cm.
- 1 petite canule diamètre 0,6 cm, longueur 2,7 cm.
- Tubulure 74 cm.
- Contenance 65 ml.
- Sans latex.

Conditionnement : sachet individuel refermable, non stérile.

Matériel médical CE.

