

FICHE TECHNIQUE

Porte brancard de catastrophe

Porte brancard en aluminium, prévu pour être utilisé avec la référence Civ150

Support en aluminium permettant ainsi aux professionnels du secourisme d'avoir la victime à hauteur pendant les soins médicaux.

Utilisé couramment lors de manifestations, événements sportifs, dans les hôpitaux, les ambulances et l'armée pour transporter les patients et les blessés.

[Ce porte-brancard est à utiliser avec Brancard de catastrophe empilable, référence CIV150](#)

Dimensions : L 121 x l 57 x H 80 cm

Poids : 10 kg

Support livré seul

