

FICHE TECHNIQUE

Porte tube BD Vacutainer pour prélèvement - Sachet de 250

Porte tube à usage unique pour prélèvement (Holder)

S'adapte aux tubes à prélèvement Ø 13 mm et Ø 16 mm et/ou aux flacons d'hémoculture.

- Corps en polypropylène.
- Non stérile.
- Usage unique.
- Pour tubes de Ø 13 mm et Ø 16 mm.
- Sans latex, sans phtalates.

Dimensions: Ø 18 mm x 48 mm.

Sachet de 250 unités.

Matériel médical CE.

