



### Protège brassard hygiénique pour tensiomètre Dispoband - Lot de 50

Protection hygiénique du brassard pour la prise de tension.

Pose du brassard de manière hygiénique grâce à ce film de protection imperméable aux bactéries.  
Avec bande adhésive pour la fixation sur le bras du patient.

Confort et protection grâce à sa composition bi-couche:  
- Couche intérieure en ouate de cellulose pour le confort du patient  
- Couche extérieure en polyéthylène imperméable.

Dimensions : 45 x 15 cm

Conditionné par rouleau de 50 protèges brassard.

Utilisation en prise de tension classique ou monitoring.

Matériel médical CE.