

### Recharge de lingettes désinfectantes Aseptonet

Les lingettes nettoyantes et désinfectantes sont sans rinçage. Actions bactéricide, fongicide et virucide.

Non agressif, contient moins de 2.5% d'alcool éthylique et moins de 0.1% d'alcool isopropylique.

**Contient :**

- Moins de 5% d'agents de surface non ioniques
- Parfum dont limonène (connu pour son odeur fraîche et acidulée. Réputé pour ses propriétés antiseptique, antivirale et sédative)
- Désinfectants

**Conditionnement :** Paquet recharge 100 lingettes pour boîte Aseptonet.

Testé et actif sur H1N1 (virus grippe A).

Temps de contact 1 minute.  
Dimensions de la lingette : 13 x 20 cm.

**Propriétés microbiologiques :**

- Bactéricide EN 1040, EN1276, EN13697, EN14561, en 5 min
- Fongicide EN 1275, EN1650 (sur Candida albicans), EN13697, en 5 min
- Levuricide EN13624 sur Candida albicans, en 5 min
- Virucide EN14476 sur l'Herpès Simplex Virus (HSV) en 5min, Coronavirus et Influenza A (H1N1) en 1 min, Rotavirus en 15 min.

Usage professionnel.

Matériel medical CE.

Recharge de lingettes pour la désinfection des dispositifs médicaux, des surfaces. Format classique 19 x 13

**Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.**

