

FICHE TECHNIQUE

Sac à dos d'urgence trousse de rangement Robé Médical - Dim. 40 x 20 x 47 cm

Grande capacité et qualité professionnelle pour les secours et interventions d'urgence. Avec trousse de rangement amovibles.

Sac d'urgence en tissu nylon Cordura résistant et imperméable avec larges sangles pour un bon maintien.

Doubles bandes réfléchissantes jaunes pour la sécurité.

Fond imperméable en caoutchouc empêchant les infiltrations d'eau.

Intérieur :

- 5 trousse de rangement colorées repositionnables avec fenêtres transparentes (couleurs différentes).
- 1 poche frontale avec élastiques de maintien pour instruments.
- 1 poche zippée porte-documents.
- 2 poches latérales.
- 2 fermoirs à clips (au niveau des bretelles et du bassin).

Dimensions : L 40 x l 20 x H 47 cm

Poids : 1,55 kg

Couleur : rouge

