

## FICHE TECHNIQUE

### Sac de secours d'urgence Robé Médical 79L - Dim. 65 x 35 x 35 cm

Modèle XXL qualité professionnelle avec séparations, à porter en bandoulière, à la main ou en sac à dos.

Mallette en tissu nylon Cordura renforcée, imperméable et résistante idéale pour les interventions et le stockage du matériel d'urgence. Grande capacité avec intérieur modulable grâce à des séparateurs amovibles pour une utilisation fonctionnelle et un nettoyage aisé. Fond imperméable en caoutchouc empêchant les infiltrations d'eau. Doubles bandes réfléchissantes jaunes pour la sécurité.

Composé de:

- 1 compartiment de rangement XXL.
- 6 séparations intérieures, grâce à 5 séparateurs amovibles avec velcro.
- 5 poches latérales avec fermeture zippée, dont 2 avec compartiments de séparations.
- 2 trousse de rangement avec fenêtre transparente. Amovibles (velcro).
- Bandoulière et sangles dos amovibles.
- Boucles et attaches métalliques.

Disponible en rouge.

Dimensions (hors poches): L 65 x l 35 x H 35 cm.

Poids: 2,57 kg.

