

Sac vomitoire anti-reflux, Vomibag

Pour une ouverture facile d'une seule main

Avec indicateur de volume et valve anti-reflux.

Utilisation pour les nausées dans toutes les situations

Ne prend aucune place, fermeture hermétique.
Graduation de 1000 ml avec un volume approximatif supérieur à 1L, il recueille les régurgitations sans risque grâce à sa valve anti-reflux.

S'adapte aussi bien aux enfants qu'aux adultes.
Dimensions : 400 x 150 mm

Sans latex. Non réutilisable.
Vendu par lot de 25 sachets individuels.

Fabrication Européenne.

