



Saturomètre oxymètre connecté iPhone - PO3 iHealth

Nouveau oxymètre connecté pour le suivi de la fréquence cardiaque et de la saturation en oxygène sur votre iPhone !

Téléchargez gratuitement et installez l'application "iHealth MyVitals" afin de suivre rapidement l'évolution de vos paramètres de santé avec la création de courbes personnalisées de votre fréquence cardiaque et votre SpO₂. Oxymètre saturomètre digital compact au design élégant et épuré avec affichage LED et économique avec sa batterie rechargeable.

- Affichage immédiat SPO₂ et pouls.
- Connexion Bluetooth avec IOS.*
- Plage de mesure SpO₂ : 70 à 99%. Précision +/- 2%.
- Plage de mesure fréquence cardiaque : 30 à 250 bpm. Précision +/- 2 bpm.
- Arrêt automatique (au bout de 8 secondes d'inactivité).
- Mémoire interne de 100 mesures (hors ligne).
- Batterie au lithium rechargeable via cordon USB.
- Utilisation entre 5°C et 40°C.

L'oxymètre de pouls connecté iHealth permet de suivre la variabilité de votre SpO₂ et de votre fréquence cardiaque pendant toutes activités sportives.

Dimensions : 62 x 33 x 28 mm.

Poids : 42g.

L'oxymètre saturomètre connecté iHealth PO3 est livré avec une dragonne, un cordon USB, un guide de démarrage rapide et un manuel d'utilisation.

Garantie 2 ans.
Matériel médical CE.

* L'application iHealth MyVitals est compatible avec iOS version V5.0 et versions + récentes pour iPhone 4S et 5, iPod Touch (5ème génération), Ipad (3ème et 4ème génération).

Attention: l'oxymètre mesure des paramètres vitaux. Il doit impérativement être utilisé en liaison avec le médecin traitant. L'interprétation des résultats ne peut être faite que par celui-ci.