



Saturomètre oxymètre digital avec écran Led Robemed

Conforme à la norme ISO internationale 80601

Pour une mesure précise et rapide de la saturométrie et de la fréquence cardiaque - Écran Led - Faible consommation d'énergie - Garantie 3 ans.

Oxymètre saturomètre digital écran LED avec affichage SpO₂, fréquence cardiaque et baregraphe.

Faible consommation d'énergie, autonomie 600 mesures avec des piles neuves.

Utilisation possible avec pile rechargeables.

Pour le diagnostic et le monitoring de courte à moyenne durée.

Service après vente et garantie de 3 ans assurée par Robé médical.

Pour une utilisation chez l'enfant et l'adulte (épaisseur de doigt entre 8 et 25,4 mm).

Possibilité d'utiliser des piles classiques (2 x AAA) ou 2 piles rechargeables avec le chargeur mini ZeniXx.

Caractéristiques techniques :

- Utilisation facile via un seul bouton
- Écran couleur LED: 25 x 19 mm
- Affichage immédiat SPO₂ et fréquence cardiaque
- Affichage bargraphe SpO₂
- Plage de mesure Saturométrie de 70 à 100%. Précision +/- 2%
- Affichage de la fréquence cardiaque de 25 à 250 bpm. Précision +/- 3bpm
- Arrêt automatique après 8 secondes d'inactivité
- Fonctionne avec 2 piles AAA (fournies)
- Autonomie: jusqu'à 600 mesures
- Indicateur de batterie faible

Dimensions : longueur 63 x Hauteur 31 x largeur 37 mm

Poids : 55g (avec piles)

Couleur : noir

L'oxymètre saturomètre est livré avec dragonne, 2 piles AAA et un mode d'emploi en Français.

Garantie 3 ans.

Matériel médical CE.

Attention: l'oxymètre mesure des paramètres vitaux. Il doit impérativement être utilisé en liaison avec le médecin traitant. L'interprétation des résultats ne peut être faite que par celui-ci.