

## FICHE TECHNIQUE

### Seringue insuline 0,5 ml aiguille sertie 29G, 30G ou 31G Chirana Injecta - Boîte de 100

Avec aiguille sertie ultra fine, sans espace mort, graduation 50 UI. Fabriquée en Europe.

Seringue 3 pièces pour injection avec aiguille sertie 29G, 30G ou 31G.

Pour l'injection sous cutanée d'insuline dans le traitement du diabète.

- Seringue 3 pièces, sans espace mort.
- Aiguille sertie: 29G x 1/2" (0.33 X 12,7 mm), 30G x 5/16" (8 mm) 31G x 5/16" (0.25 X 8 mm).
- Capacité: 0,5 ml.
- Graduation: 50 UI.
- Siliconage offrant une pénétration en douceur.
- Lecture facile et précise.
- Apyrogène.
- Sans latex, sans PVC, sans phtalates (DEHP).

Emballage individuel stérile.

Stérilisation Oxyde Ethylène. Validité 5 ans.

Conditionnement par boîte de 100 seringues à insuline.

Matériel médical CE.

Qualité certifiée selon EN ISO 13485: 2012.

***CHIRANA T Injecta est une entreprise Européenne reconnue pour la qualité de ses produits depuis de nombreuses années. Elle fabrique des systèmes d'injection, de perfusion, cathéters, aiguilles et seringues vendus dans + de 130 pays dans le monde.***

A conserver dans un endroit sec, à l'abri de la lumière, ne pas exposer à la chaleur.

Ne pas utiliser si l'emballage stérile est endommagé.

