



### **Seringue insuline Nipro 0,5 ml avec aiguille sertie 29G ou 31G - Boîte de 100**

Seringues stériles à usage unique avec aiguille fixe pour injection d'insuline

Aiguille ultra pointue à trois biseaux pour minimiser l'inconfort.

Mouvement en douceur sur toute la longueur du canon pour faciliter la sécurité et injections contrôlées.

Grandes poignées pour les doigts et repose-pouce pour une manipulation sécurisée.

Joint à double contact pour étanchéité à l'air et espace mort bas.

- Aiguille sertie: 29G x 1/2" (0.33 X 13 mm), 31G x 5/16" (0.25 X 8 mm).
- Seringue capacité 0.5 ml.
- Graduation 50 UI avec canon transparent pour une lecture précise du volume de l'unité
- Sans latex, sans BPA, sans DEHP, sans PVC

Dis

Stérilisation Oxyde éthylène, validité 5 ans

Conditionné sous blister individuel stérile.

Vendu par boîte de 100 seringues.

Matériel Médical CE