

### Seringue pré-remplie BD 0.9% chlorure de sodium 10ml PosiFlush SP - Par 30

Pour le rinçage des cathéters veineux périphériques.

Seringue pré-remplie avec solution de sérum physiologique isotonique.  
Connexion Luer Lock pour une étanchéité totale.

Dispositif prêt à l'emploi pour limiter les risques infectieux.

Système anti-reflux évitant toute occlusion de la voie veineuse.

Stérile intérieurement (remplie et stérilisée, puis emballée), apyrogène, isotonique.

Préconisée pour l'utilisation hors champ stérile, notamment en soins propres.

- Seringue prête à l'emploi.
- Connexion Luer Lock.
- Avec solution isotonique.
- Apyrogène.
- A usage unique.
- Sans latex.
- Sans DEHP ajouté.
- Sans phtalate.

Contenance: 10 ml.

Stérilisation par chaleur humide.

Sous emballage individuel, stérile.  
Boîte de 30 seringues pré-remplies.

Conforme à la monographie de « Eau pour injection » et celle de « Chlorure de Sodium » de la pharmacopée Européenne ; ISO 17665 ; EN 1707/20594-1 ; ISO 13485:2003 certificat n°19.2143 ; ISO 9001 : 2008 certifié N°19.2143, certifié par NSAI.

Matériel médical CE.

