

## FICHE TECHNIQUE

### Seringues 2 pièces sans aiguilles 2 ml - Boîte de 100 - Chirana

Convient pour la reconstitution des doses de vaccin et l'injection vaccinale. Fabrication européenne.

Seringue 2 pièces, sans aiguille, stérile, à usage unique. Compatible avec toutes les aiguilles hypodermiques. Sans caoutchouc, sans pyrogène, sans latex, sans DEHP, sans PVC.

- Conception ergonomique, flux fluide, étanche
- Graduation noire : facile à lire, double lignes d'arrêt, position garantie de 0 ml
- Contenance des seringues : 2ml
- Sous emballage individuel stérile

Conditionné en boîte de 100 seringues

Stérilisation à l'oxyde d'éthylène.

Matériel médical CE.

Selon la Norme NF EN ISO 13485 : 2016

