

## FICHE TECHNIQUE



### **Seringues 2 pièces sans aiguilles 2 ml - Boîte de 100 - Romed**

Convient pour la reconstitution des doses de vaccin et l'injection vaccinale

Seringue 2 pièces, sans aiguille, stérile, à usage unique.  
Sans latex.

Compatible avec toutes les aiguilles hypodermiques.

- Cône Luer avec embout centré
- Corps transparent en polypropylène
- Piston en polyéthylène
- Glissement régulier et précis du piston
- Contenance des seringues : 2ml
- Sous emballage individuel stérile.

Conditionné en boîte de 100 seringues

Stérilisation à l'oxyde d'éthylène.

Matériel médical CE.