



Seringues 3 pièces Luer 2ml - Chirana

Seringues 3 pièces sans aiguilles stériles à usage unique. Fabrication européenne.

Seringues 3 pièces sans aiguilles stériles à usage unique. Sans latex, sans PVC.

- Inscription en noir, claires et lisibles.
- Corps transparent en polypropylène, graduation en ml.
- Piston en polypropylène avec joint double lèvres pour une étanchéité renforcée.
- Glissement régulier et précis du piston.
- Sans latex, sans PVC.

Contenance des seringues: 2ml.
Sous emballage individuel stérile.
Conditionné en boîte de 100 seringues.

Stérilisation à l'oxyde d'éthylène.

Matériel médical CE.

Fabriqué en Europe.

