



### Seringues 3 pièces avec aiguille accompagnée Chirana

Seringues avec aiguille pour injections intramusculaires et intraveineuses. Fabriquées en Europe.

Seringue 3 pièces avec aiguille accompagnée stérile à usage unique.

Corps transparent et graduations noires pour une bonne lecture du dosage et une grande précision.

Joint élastomère double lèvres, étanchéité renforcée et glisse parfaite.

Sans latex, sans PVC, sans phtalates (DEHP).

#### **Contenance des seringues et tailles d'aiguilles:**

- Seringue 2 ml - aiguille 23G x 1 1/4 - 0,6x30 mm
- Seringue 5 ml - aiguille 22G x 1 1/4 - 0,7x30 mm
- Seringue 10 ml - aiguille 21G x 1 1/2 - 0,8x40 mm
- Seringue 20 ml - aiguille 21G x 1 1/2 - 0,8x40 mm

- Cône Luer avec embout centré (2 ml).
- Cône Luer avec embout excentré (5ml, 10ml et 20ml).
- Corps transparent en polypropylène.
- Piston en polyéthylène avec joint.
- Glissement régulier et précis du piston.
- Graduation noire facile à lire.
- Apyrogène.
- Sans latex, sans PVC, sans phtalates (DEHP).

Emballage individuel stérile.

Stérilisation Oxyde Ethylène. Validité 5 ans.

Seringue et aiguille conditionnées dans le même emballage individuel.

Conditionné en boîte de 100 seringues avec aiguille (2ml, 5ml et 10ml).

Conditionné en boîte de 50 seringues avec aiguille (20ml).

Matériel médical CE.

Qualité certifiée selon EN ISO 13485: 2016.

***CHIRANA T Injecta est une entreprise Européenne reconnue pour la qualité de ses produits depuis de nombreuses années. Elle fabrique des systèmes d'injection, de perfusion, cathéters, aiguilles et seringues vendus dans + de 130 pays dans le monde.***

A conserver dans un endroit sec, à l'abri de la lumière, ne pas exposer à la chaleur.

Ne pas utiliser si l'emballage stérile est endommagé.