

## FICHE TECHNIQUE

### Seringues BD 50 ml pour cathéters et sondes - Boîte de 60

Seringue 3 pièces à usage unique stérile.

Embout cônique pour cathéter et sonde gastrique.

- Corps en polypropylène.
- Joint de piston.
- Glissement facilité grâce au joint en caoutchouc synthétique lubrifié.

Conditionné sous emballage individuel stérile.

Validité 5 ans après la date de fabrication.

Vendu par boîte de 60 seringues.

Matériel médical CE.

