

## FICHE TECHNIQUE

### Seringues insuline BD Plastipak 0,5ml aiguille sertie 29G ou 30G - Boîte de 200

Pour l'administration sous cutanée d'insuline dans le traitement du diabète.

Seringue en forme de stylo avec aiguille sertie Microfine 29G ou 30G.

Bonne visibilité des graduations pour une meilleure adaptation aux traitements.

#### Composition:

- Sans latex.
- Aiguille sertie 29G (0.33 x 12.7 mm) ou 30G (0.3 x 8mm) en acier inoxydable.
- Seringue 3 pièces, 0.5 ml.
- Graduation 50 UI.
- Lubrifiant : silicone.
- Corps en polypropylène.
- Embase en polypropylène.
- Tige de piston en polyisoprène.
- Joint de piston en polyisoprène.
- Capuchon protecteur en polyéthylène et colorant.

Usage unique.

Stérilisation au rayons Gamma.

Péremption : 5 ans après stérilisation.

Conditionnement individuel stérile.

Boîte de 200 seringues.

Matériel médical CE.

