

FICHE TECHNIQUE



Seringues insulines 0,5ml avec aiguille sertie 29G ou 31G - Boîte de 30

Avec loupe à poser sur la seringue, pour faciliter la lecture de l'échelle graduée.

Seringues insulines 0,5 ml, avec aiguille INSUMED

- Aiguille sertie 29G 1/2' (0.33 x 12.5 mm) ou 31G 5/16' (0.25 x 8 mm).
- Seringue 3 pièces, 0.5 ml
- Graduation 50 UI.
- Polypropylène hautement transparent atoxique.
- Aiguille directement insérée dans le corps de la seringue (seringue sans espace mort)
- Caoutchouc du piston sans latex, plat, à triple contact.

Stérilisation oxyde d'éthylène.

Validité 5 ans.

Conditionné sous blister stérile de 10 seringues.
Avec vignette optique (loupe) détachable.

Vendu par lot de 2 boîtes de 30 seringues.

Matériel médical CE

Fabrication Européenne.

