

### Set Ultra Compact: Set instruments inox pour escarres Robemed

1 pince à disséquer, 1 paire de ciseaux, 1 lame de bistouri et 1 champ de soins.  
Pour le traitement des escarres et des plaies avec détersion.

Set usage unique stérile avec instruments inox.

Composition :

- 1 pince à disséquer avec griffes 12,5 cm.
- 1 paire de ciseaux droits bouts pointus 11,5 cm.
- 1 lame de bistouri à manche long.
- 1 champ bleu 38 x 45 cm.
- 1 Blister rigide 1 compartiment 10,5 x 15,5 cm.

**Stérilisation** : rayons gamma, validité 5 ans.

**Conditionnement** : sous blister individuel stérile. Vendu par carton de 10 sets de suture.

Tous nos instruments médicaux et chirurgicaux sont en acier inoxydable, qualité médicale, répondant aux exigences spécifiques pour leur utilisation, notamment pour mieux résister à la corrosion. Les qualités utilisées sont ainsi l'inox AISI 304 avec une teneur renforcée en nickel et chrome également dénommé 18/10 et l'inox AISI 316 connu sous le terme d'acier chirurgical.

Matériel médical CE.

