



### **Set de pose de suture instruments inox Robemed Concept Plus**

1 porte aiguille, 1 paire de ciseaux, 1 pince à disséquer et 5 compresses. Le confort d'usage de l'instrument en inox avec les avantages de set à usage unique stérile.

#### **Ces sets de pose de sutures comprennent :**

- 1 porte aiguille mayo de 13 cm,
- 1 paire de ciseaux droits bouts pointus de 11 cm,
- 1 pince à disséquer 11 cm,
- 5 compresses non tissées de 5 x 5 cm; 30gr; 4 plis.
- 1 blister rigide 3 compartiments de 16 x 18 cm.

**Stérilisation :** par rayon gamma, garantie 5 ans.

**Conditionnement :** sous blister rigide. Proposé par carton de 10 sets de suture.

Tous nos instruments médicaux et chirurgicaux sont en acier inoxydable, qualité médicale, répondant aux exigences spécifiques pour leur utilisation, notamment pour mieux résister à la corrosion. Les qualités utilisées sont ainsi l'inox AISI 304 avec une teneur renforcée en nickel et chrome également dénommé 18/10 et l'inox AISI 316 connu sous le terme d'acier chirurgical.

Matériel médical CE conforme à la directive 93/42 portant sur les dispositifs médicaux.

*Ne pas utiliser en cas de dommages constatés sur l'emballage ou le produit.*