

Set de soins infirmiers Major 1D Robemed

Set de soins **stériles** proposé sous blister de trois compartiments.

Instrumentation plastique de premier choix permettant une facilité de préhension.

Ce set comprend :

- 5 tampons de gaze ronds 17 fils,
- 5 compresses non tissées dimensions 7,5 x 7,5 cm, 30 g/m²,
- 1 pince à disséquer plastique coloris bleu,
- 1 pince à disséquer plastique coloris vert,
- 1 champ de soins imperméable dimensions 45 x 45 cm,

Excellent rapport qualité-prix.

Existe [version compacte](#) pour les soins à domicile.

Conditionnement sous blister rigide 3 compartiments, dimensions 13,3 x 18,7 cm.

Proposé par carton de 60 sets.

Matériel médical CE conforme à la directive 93/42 portant sur les dispositifs médicaux.

5 tampons de gaze, 5 compresses, 2 pinces à disséquer et 1 champ de soins.

