

### Set de sondage urinaire - Ehpap - MediSet® - Hartmann

Assemblage de dispositifs médicaux préconisé pour la préparation de la peau, des muqueuses et/ou de la sonde lors de la pose d'une sonde urinaire.

Sets de sondage urinaire regroupant les articles indispensables à la pose d'une sonde (Ne contient pas la sonde).



- 1 gel lubrifiant : à base d'eau glycinée (origine non minérale) - fluide - 2,7 g - stérilisation au rayonnement gamma - en pochette aluminium.
- 1 seringue d'eau glycinée à 10 % 10ml : seringue Luer, graduée de 1 à 10 ml, corps/piston : polypropylène, joint et capuchon : caoutchouc synthétique – lubrifiant : huile de silicone - eau purifiée – glycérine – sous emballage individuel stérile – stérilisation à la vapeur d'eau - compatible avec tous les types de sonde urinaire.
- 5 compresses : nontissé (polyester / viscose) - 30 g/m<sup>2</sup> - 7,5 x 7,5 cm
- 1 pince Kocher : polyamide renforcé à la fibre de verre - coloris bleu - 14 cm
- 1 champ absorbant imperméable troué : nontissé duplex (cellulose et polyéthylène) - 50 g/m<sup>2</sup> - 75 x 90 cm - trou central diamètre 10 cm - coloris bleu
- 1 champ absorbant imperméable sans trou : nontissé duplex (cellulose et polyéthylène) - 50 g/m<sup>2</sup> - 75 x 90 cm - coloris bleu

Absence de latex.

Set de sondage urinaire sous blister, conditionné par boîte de 6 sets.

Stérilisation à l'oxyde d'éthylène.

Durée de vie : Maximum 3 ans ou la durée de vie du composant ayant la durée de vie la plus courte.

Matériel médical CE conforme à la directive 93/42 portant sur les dispositifs médicaux.