

Sets de pose de sutures instruments inox champs et compresses Robemed

Ces sets de pose de sutures comprennent :

- 1 porte aiguille de mayo de 13 cm,
- 1 paire de ciseaux droits bout pointus de 11 cm,
- 1 pince à disséquer sans griffes 13 cm,
- 1 champ de soin fenêtré 45 x 45 cm,
- 1 champ de soin 45 x 45 cm,
- 5 compresses non tissées 30g/m², 4 plis 7,5 x 7,5 cm.
- 1 blister rigide 3 compartiments 13,3 x 18,7 cm.

1 porte aiguille, 1 paire de ciseaux, 1 pince à disséquer, 5 compresses et 1 champ de soin. Le confort d'usage de l'inox avec les avantages de sets à usage unique.

Conditionnement : sous blister rigide stérile. Proposé par carton de 10 sets de suture.

Matériel médical CE conforme à la directive 93/42 portant sur les dispositifs médicaux.

Ne pas utiliser en cas de dommages constatés sur l'emballage ou le produit.

