

### Sonde dentaire pour exploration Rhein n°6

Manche rond et lisse avec partie anti-dérapante pour prise en main idéale et un nettoyage facilité.

La sonde permet l'exploration :

- Des dents, à la recherche des caries ou du tartre.
- Des poches gingivales.
- Des restaurations.

Permet de couvrir toutes les explorations réalisées lors d'un diagnostic en cabinet dentaire.

Acier inoxydable.

Stérilisable.

Longueur : 16 cm

Pointe fine, taille N°6.

Matériel médical CE.

