

### Sondes vasculaires et fœtales pour Doppler Hi-Dop Bistos

Sondes vasculaires 4 MHz, 5 MHz, 8 MHz et sonde à usage fœtal 2 MHz

Sondes vasculaires et fœtale, interchangeables, pour le [Doppler vasculaire et fœtal Hi-Dop Bistos](#).

Référence DOSP4 - **Sonde 4 MHz** : veines et artères profondes, aorte abdominale.

Référence DOSP5 - **Sonde 5 MHz** : veines et artères et usage général

Référence DOSP8 - **Sonde 8 MHz** : pathologies veineuses superficielles, mesure de tension tibiale postérieure et pouls pédieux (pour IPS)

Référence DOSP2 - **Sonde 2 MHz** : usage fœtal et obstétrical.

Changement de sonde immédiat par simple pression.

Matériel Médical CE

