

**Spéculum de Collin en inox - Qualité Bloc -  
Fabrication Allemande**

**Instruments de qualité bloc.**

Spéculum de Collin en inox supérieur.  
Finition haut de gamme.

Disponible en taille petite (85 x 30 mm), moyenne (100 x 35 mm), et grande (110 x 40).

Fabrication Allemande.  
Matériel médical CE .  
Garantie 7 ans.

*Ne pas utiliser en cas de dommages constatés sur l'emballage ou le produit.*

Tous nos instruments médicaux et chirurgicaux sont en acier inoxydable, qualité médicale, répondant aux exigences spécifiques pour leur utilisation, notamment pour mieux résister à la corrosion. Les qualités utilisées sont ainsi l'inox AISI 304 avec une teneur renforcée en nickel et chrome également dénommé 18/10 et l'inox AISI 316 connu sous le terme d'acier chirurgical.

