

FICHE TECHNIQUE

Spéculums jetables vétérinaire 5/6/7mm, fente 7/8 mm- Set de 5 - GIMA

Spécifique otoscope Vidéotoscope Mic-Fi

Spéculums auriculaires spécifiques avec le vidéo otoscope GIMA : [VMF180](#)

Disponible en 3 tailles :

- Spéculums jetables 3,5 mm, disponible [ici](#)
- Spéculums jetables 4,3 mm, disponible [ici](#)
- Spéculums jetables vétérinaire 5-6-7 mm, fente 7/8 mm (lot de 5 spéculums)

À usage unique

Conditionnés par sachet de 100 spéculums.

Ne pas utiliser en cas de dommages constatés sur l'emballage ou le produit.

