

Spiromètre portable multiparamètres Spirobank II USB

Pour le diagnostic précoce des patients à risques Bpco et le monitoring de l'asthme

Spiromètre avec écran haute résolution, rétro-éclairé, graphique, idéal pour un diagnostic précis et rapide avec aperçu immédiat des courbes et résultats.

Le spiromètre Spirobank II permet le transfert des données sur PC avec le câble USB, un rapport complet et une impression PDF ou papier avec le logiciel Winspiro PRO (mises à jour gratuites).

Le logiciel Winspiro PRO est fourni avec l'appareil.

Le Spirobank II s'utilise soit avec:

- Une turbine avec embout buccal à usage unique FLOWMIR.
 - Une turbine réutilisable MIR + embout à usage unique.
- Disponible en accessoires.

Affichage immédiat des principaux paramètres:

- Courbes débit/volume et volume/temps.
- CVF, CV, CVI, CI VRE, PRE, POST avec paramètres activés VEF1, VEF1%, PEF, DEF 25-75, FET, EVOL.
- Estimation de l'âge pulmonaire (ELA).
- Jauge tricolore pour une interprétation instantanée du test.
- Mémoire 10 000 tests.
- Batterie rechargeable via USB, autonomie 40 heures (utilisation en continue).

Dimensions : 160 x 55 x 25 mm.

Poids : 140 g (piles incluses).

Alimentation : Batterie lithium 3,7V, 1100 mA.

Appareil livré avec étui de transport, embouts, filtres, logiciel, et câble USB.

Garantie 2 ans.

Matériel Médical CE.

