



Spray détergent désinfectant Alkapharm Surfalkan SH - 750 ml

Mousse légère détergente désinfectante pour toutes les surfaces et équipements en milieu hospitalier, médical et dentaire.

Actif sur les spores de Clostridium difficile.

- Bactéricide, levuricide, virucide, sporicide.
- pH : 5 +/-0.5.
- Formulé sans EDTA, sans NTA.
- Produit prêt à l'emploi.
- Mousse légère, non collante.
- Compatible contact alimentaire.
- Parfum pamplemousse.
- Parfum sans CMR.
- Temps d'action entre 30 secondes et 15 minutes selon le type d'efficacité antimicrobienne recherchée.

Propriétés microbiologiques :

- Bactéricide : EN 1276 en 30 secondes; EN 13697, NFT 72-281 en 5 minutes.
- Levuricide : EN 1650 en 1 minute, EN 13697 NFT 72-281 en 5 minutes.
- Virucide : EN 14476 (VIH, Norovirus, Rotavirus, Hépatite C) en 5 minutes, EN 14476 (Hépatite B) en 1 minute.
- Sporicide : EN 13704 (Clostridium difficile) : en 15 minutes.

Flacon de 750 ml avec pistolet mousser.

Usage professionnel.

Avec agent nettoyant mouillant et d'actifs antimicrobiens pour une désinfection rapide et sûre.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.