



### Spray détergent désinfectant agrumes Surfa' Safe R Premium - 750ml

Détergent désinfectant pour le nettoyage et la désinfection du matériel au quotidien.

SURFA'SAFE R Premium est une mousse détergente désinfectante pour les surfaces, équipements, dispositifs médicaux, literies, matelas.

- Formulé sans substance CMR, ni alcool.
- Parfum agrumes.
- Produit prêt à l'emploi.
- Dispenseur de mousse diffuse pour une meilleure répartition sur les grandes surfaces.
- Formulation optimisée pour la compatibilité avec les matériaux, notamment à base de polymères (polycarbonate, ...)

*Convient pour le nettoyage et la désinfection des insufflateurs manuels réutilisables de type BAVU: AMBU, ROBE MEDICAL, DRÄGER.*

Spectre antimicrobien large:

- Actif sur influenza virus (grippe)
- Bactéricide, fongicide, virucide
- actif sur HIV-1 BVDV, PRV
- Compatible surface alimentaire.

#### Détails propriétés microbiologiques :

Bactéries :

- EN 1040, EN 13727, EN 13697, EN 14561 : 3 minutes
- EN 13727 sur BMR et BHR : 1 minute
- EN 13697 sur BMR et BHR : 2 minutes

Levures :

- EN 1275, EN 13624, EN 13697, EN 14562 : 5 minutes

Moisissures :

- EN 1275, EN 13624, EN 13697, EN 14562 : 20 minutes

Virus :

- Selon EN 14476 - Rotavirus : 1 minute
- Selon EN 14476 - Herpesvirus, PRV (virus modèle HBV), BVDV (virus modèle HCV), Vaccinia virus : 1 minute
- Selon EN 14476 - Polyomavirus SV40 : 5 minutes
- Selon EN 14476 - Norovirus : 30 minutes

**Existe également en promotion - 50% Date de péremption courte 01 janvier 2023 - [SURFARP3](#)**

Livré en flacon de 750 ml avec pistolet mousseur.