



Spray détergent désinfectant sans alcool surfaces Franklab

Bactéricide, levuricide, fongicide, virucide, sporicide.

Pour le bionettoyage des surfaces, à base d'agents de surfaces non ioniques et de chlorure de didecyldiméthylammonium.

Formule sans alcool, sans CMR, sans colorant, sans parfum.

Actif sur *Bacillus subtilis* et *Clostridium difficile*.

Fabriqué en France.

Action désinfectante à large spectre: bactéricide, levuricide, fongicide, virucide, sporicide.

Temps d'action entre 1 et 15 minutes.

Compatible avec les surfaces en contact avec les denrées alimentaires.

- Prêt à l'emploi.
- Sans rinçage sauf surfaces en contact avec les denrées alimentaires.
- Sans CMR, sans colorant, sans parfum.
- pH neutre (pH 6+/-1).

Propriétés microbiologiques:

- Bactéricide en 1min selon EN13727 + A1 et EN13697.
- Bactéricide en 5min selon EN14561.
- Levuricide en 1min selon EN13624, EN13697, EN1650 + A1.
- Levuricide en 5 min selon EN14562.
- Fongicide en 5min selon EN1650 + A1.
- Fongicide en 10min selon EN13697.
- Virucide en 5min selon EN14476 + A1: Rotavirus, Hépatite B (PRV), Hépatite C (DBV), virus VRS.
- Sporicide en 15min selon NF T 72-230, EN13704: *Bacillus subtilis*, *Clostridium difficile*.

Fabriqué en France.

Conditionné en flacon pulvérisateur de 750ml.

Matériel médical CE.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

H226 Liquide et vapeurs inflammables