



Spray nettoyant désinfectant Cidalkan - Flacon de 1 litre

Nettoyant désinfectant à large spectre, actif sur les spores de Clostridium difficile.

Permet le nettoyage et la désinfection des surfaces, du petit matériel médical et des dispositifs médicaux invasifs et non-invasifs, non stérilisables et non-immérgeables.

- Dispositif médical CE.
- Bactéricide, fongicide, virucide, sporicide.
- pH : 7.5 +/-0,5.
- Dispositifs invasifs : sondes endocavitaires entre chaque patient, endoscopes et fibroscopes,...
- Dispositifs non invasifs : sondes externes, stéthoscopes, thermomètres, monitoring de bloc, colonne d'endoscopie,...
- Formule contact alimentaire.
- Parfum pamplemousse.
- Temps d'action entre 30 secondes et 15 min selon le type d'efficacité antimicrobienne recherchée.

Propriétés microbiologiques:

- Bactéricide : EN 13727 en 1 minute.
- Bactéricide : EN1276, EN13697, EN 14561, EN 16615 en 5 minutes.
- Fongicide : EN13624 en 1 minute.
- Fongicide : EN1650, EN13697, EN14562, EN16615 en 5 minutes.
- Virucide : EN 14476 entre 30 secondes et 5 minutes.
- Sporicide : EN 13704 (Clostridium difficile) en 15 minutes.
- Sporicide : NF T 72-281 en 5 minutes.

Conditionnement :

- Flacon pulvérisateur de 1L.

Usage professionnel.

Matériel médical CE.

ALKASPRAY GSA est remplacé par CIDALKAN nettoyant désinfectant bactéricide, virucide, fongicide.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

H226 Liquide et vapeurs inflammables