

Validé BIHS (British and Irish Hypertension Society)



Station pour prise de tension au Bras LD-582 Scian

Modèle professionnel modèle de table ou de bureau - Brassard souple de 22 à 32 cm - Garantie 3 ans

Tensiomètre avec brassard souple (22-32 cm), gonflage et dégonflage automatique.

Il sert à mesurer la pression artérielle systolique, diastolique et de la fréquence du pouls chez les adultes (+ de 15 ans).

Large écran LCD avec affichage en caractère gras, ainsi que la date et l'heure à programmer, avec indicateur d'arythmie (IHB).

Donne la température ambiante et possède 3 alarmes.

Muni d'un bargraphe avec indication de couleur selon le type d'hypertension (OMS).

Grâce à son boîtier de rangement fixé derrière l'appareil, vous pourrez enrouler le brassard à l'intérieur.

Ce tensiomètre a été validé par le BIHS (British and Irish Hypertension society) société britannique et irlandaise pour la prévention de l'hypertension conforme aux recommandations demandées.

- Tensiomètre avec brassard souple pour adulte (15 ans et +, de 22-32 cm).
- Boîtier de rangement.
- Pompe automatique.
- Pratique et rapide.
- Large écran LCD et mémoire 60 mesures pour 2 utilisateurs (11 cm x 7.5 cm).
- Indicateur d'arythmie (IHB).
- Données de température, date et heure.
- Moyenne des 3 dernières lectures.
- Bargraphe avec indicateur de couleur selon type d'hypertension (OMS).
- Plage de mesure
 - * Tension artérielle : 40 à 260 mmHg (WHO)
 - Précision +/- 3 mmHg
 - * Pouls : 40 à 160 bpm
 - Précision pouls : +/- 5 %
- Pièce de fixation pour maintenir le tensiomètre sur support.
- Indicateur de batterie faible.
- Arrêt automatique après 3mn d'inactivité.
- Pile ronde CR2025, (4x R6 non fournies et non rechargeables).
- Manuel d'instruction en français.

Dimensions du tensiomètre : L158 mm x l120 mm x P de 16 à 70 mm

Poids total : 600g (tensiomètre seul 380g - sans pile)

Livré avec brassard souple, support de rangement, pièce de fixation et 1 pile CR2025.

Attention : 4 piles AA sont également nécessaires pour le fonctionnement du produit. Elles ne sont pas comprises dans le pack.

Garanti 3 ans
Matériel médical CE