

### Stéthoscope Cardiologie Sonus CX double pavillon Luxamed

Pour une auscultation de cardiologie de précision - Fabriqué en Allemagne

Le stéthoscope Sonus CX est caractérisé par un diaphragme lourd qui crée un haut niveau d'inertie et réduit ainsi les vibrations de la poitrine. Pavillon avec revêtement SOFTFEEL pour une sensation agréable sur la peau. Filetage fin pour une longue durée de vie et un remplacement facile de la membrane Vibrason.



Embouts SOFTBUDS mobiles en silicone souple dans un design insonorisant pour une écoute à haute intensité: très confortable à porter car l'extérieur est doux, avec une étanchéité optimale pour réduire le bruit ambiant et une transmission sonore optimale.

Le corps interne en plastique empêche la fermeture accidentelle du conduit sonore lorsque la tête est déplacée. Facilement interchangeable.

#### Caractéristiques :

- Double pavillon pour l'auscultation des bruits cardiaques. Permet des examens au plus haut niveau. Pour écouter des bruits de haute fréquence (avec membrane) et de basse fréquence (avec entonnoir). La fonction d'entonnoir est rendue possible en retirant la petite membrane.
- Très haute qualité, pièce en acier inoxydable fraisé CNC.
- Poids : 160gr
- Diamètre du diaphragme: 39 mm.
- Diamètre de la petite membrane / entonnoir: 32 mm.
- Longueur tuyau flexible: 77 cm.
- Réduction des niches de saleté entre la bague de retenue de la membrane et la poitrine pour un nettoyage rapide et facile.
- Sans latex et sans nickel

Stéthoscope livré complet avec 3 paires d'embouts auriculaires ( tailles S, M et L).

Intégralement fabriqué en Europe et en Allemagne.

Matériel médical CE.