

## FICHE TECHNIQUE

### Stéthoscope Classic double Pavillon - Gima

Stéthoscope classique en aluminium, léger et fiable.

Stéthoscope pour adulte, à tête double. Pour une auscultation classique du patient. Disponible en plusieurs coloris.

- Pavillon : Ø 43,5 mm.
- Cloche : Ø 30 mm.
- Lyre en laiton.
- Bague anti-froid.
- Tubulure : longueur 62 cm, int. Ø 4 mm, ext. Ø 8 mm.

Disponible en noir, rouge, bleu ou vert.

Également disponible avec pavillon simple.

Matériel médical CE.

Livré dans une boîte en carton.  
Mode d'emploi multilingue.

